

PROVOZNÍ ŘÁD – ZMĚNA FORMOU DODATKU

provozního řádu činností epidemiologicky závažných,
který byl KHS JmK se sídlem v Brně schválený
rozhodnutím ze dne.: 15. května 2018

č. j.: KHSJM 23771/2018/BM/HOK

a jeho dodatku ze dne 29. července 2019

č.j.: KHSJM 23882/2019/BM/HOK

kosmetické služby

Dana Chytilová

LongHairBeauty

Lány 258/40

625 00 Brno – Bohunice

IČ: 620 89 838

Schváleno rozhodnutím
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně
pod č. j.: KHSJM 50685/2024/BM/HOK
spis. zn.: S-KHSJM 44574/2024
dne: 27. srpna 2024

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jelábkova 4, 602 00 Brno

-105-

Vaduza

Služby v oblasti hygieny

☎ 605 114 514; 728 647 520

www.vaduza.cz

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Dana Chytilová osoba samostatně výdělečně činná – živnostník

Předmět podnikání: kadeřnictví
kosmetické služby
manikúra
masérské, rekondiční a regenerační služby

Adresa sídla: Lány 258/40, 625 00 Brno – Bohunice

IČ: 620 89 838

Název provozovny: LongHairBeauty

Adresa provozovny: Lány 258/40, 625 00 Brno – Bohunice

IČP: 1004841116

Tel. č.: 602 717 070

e-mail: dana@prodlouzenivlasu.cz

Provozní doba dle objednávek

Živnostenské oprávnění a doklad o mé kvalifikaci jsou k dispozici na provozovně.

Tento dokument je zpracován jako **změna formou dodatku** provozního řádu pro činnosti epidemiologicky závažné - kadeřnictví, kosmetické služby, manikúra, masérské, rekondiční a regenerační služby, prováděné v provozovně LongHairBeauty, Lány 258/40, 625 00 Brno, který byl KHS JmK se sídlem v Brně schválen rozhodnutím

- dne: 15. května 2018
- č.j. KHSJM 23771/2018/BM/HOK
- spis. zn.: S-KHSJM 20471/2018.

K tomuto provoznímu řádu byl již zpracován dodatek pro činnosti epidemiologicky závažné – kosmetické služby a masérské, rekondiční a regenerační služby, který se týkal rozšíření poskytovaných kosmetických služeb a masérských, rekondičních a regeneračních služeb ve stejné provozovně o nové přístrojové vybavení (přístroj Radiofit MONO), který byl KHS JmK se sídlem v Brně schválen rozhodnutím

dne: 29. července 2019

č.j.: KHSJM 23882/209/BM/HOK.

Změna formou dodatku provozního řádu řeší další rozšíření služeb a to o ošetření pleti nízkovýkonovým neinvazivním laserovým systémem Lasocare® Panorama.

Jedná se o neinvazivní laser nízkého výkonu třídy III R s 12 oddělenými laserovými zdroji o výkonu à 4,9 mW, s divergencí 30° x 8 a vlnovou délkou 645 nm a s 12 oddělenými laserovými zdroji a o výkonu à 4,9 mW, s divergencí 15° x 5 a vlnovou délkou 780 nm.

Výrobek je určený pro použití v kosmetických službách.

Laserové světlo nízkého výkonu nezahřívá tkáň. Zvyšuje uspořádanost buněčného systému (tj. buňce nepředává energii, ale informaci) a celkovou obranyschopnost organismu:

- působí atermicky (je studený, tj. nepůsobí teplem a nezvyšuje teplotu tkáně)
- je neionizující (nepůsobuje rozvoj karcinomu, tj. množení buněk)
- přirozeně regeneruje (prevence vzniku vrásek, regenerace poškozené kůže)
- harmonizuje funkci buněčného systému (prevence stárnutí organismu)

Cílenými dotazy zjistím zdravotní stav zákazníka, seznámím ho s postupem práce a na závěr pohovoru zákazník podepíše informovaný souhlas s provedením úkonu.

Aplikační místo dezinfikuji dezinfekčním přípravkem na kůži, nanesu speciální gel a provedu požadovaný úkon. Po skončení aplikační místo ošetřím speciálním krémem.

Při práci s laserem má zákazník na očích ochranné krytky, pracovník ochranné brýle, které se po každém zákazníkovi mechanicky očistí a dezinfikují.

Přístroj je vybavený světelnou i zvukovou signalizací chodu a v souladu s ČSN EN 60825 jsou na něm umístěny výstražné a informační štítky:



- ☐ LASEROVÉ ZÁŘENÍ
- ☐ NEVYSTAVUJTE OČI PŘÍMÉMU OZÁŘENÍ
- ☐ LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 3R

Dveře do místnosti jsou označeny bezpečnostními tabulkami:



a další zřetelné varování:

- ☐ Nedívejte se do paprsku!
- ☐ Při pohledu do laseru nesmí být použito optické zařízení např. lupa, dalekohled...!
- ☐ Při delším pohledu do svazku může laser poškodit sítnici oka!

Koncovku laseru jednou denně setru dezinfekčním ubrouskem. Jde o bezdotykový přístroj, jiná údržba tudíž není nutná.

U zdroje neionizujícího záření eviduji elektronicky délku časového úseku, po který je přístroj (zdroj) denně v provozu. Evidenci uchovávám po celou dobu životnosti přístroje. Likvidaci zdroje neionizujícího zařízení provádím dle pokynů výrobce, v případě servisování likviduje odborná firma. Doklad je k nahlédnutí v provozovně

Každý rok se přístroj kalibruje a servisuje autorizovanou odbornou firmou. Doklady jsou k dispozici v provozovně.

2. PRÁVNÍ PŘEDPISY

Při zpracování tohoto provozního řádu bylo přiměřeně postupováno dle níže uvedených právních předpisů:

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MZ č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.
- Vyhláška MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MZ č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích
- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Provozní řád zpracovala:

